

Une toute nouvelle canule vétérinaire destinée aux animaux domestiques ou de rente, essentiellement pour un usage auriculaire.

## Hermétique

Dispositif refermable et équipé d'un système « tamper evident » pour la 1<sup>re</sup> utilisation.

## Efficace

La broche intérieure permet de brasser les produits à doser et d'assurer l'étanchéité du système.

## Sécurisée

Grâce au système « Twist and Close » : le médicament est protégé et ne peut retourner dans le contenant.

## Étanche

L'étanchéité est assurée par un joint entre la bague de la canule et le contenant.

## Sur-mesure

La canule s'adapte à tous les cols de contenant. Adaptez la broche et la bague à votre image avec la couleur de votre choix.

## Les +

- Applicateur souple  
 ↳ sécurité pour l'animal : ne le blesse pas
- Refermable d'une seule main  
 ↳ pas de perte du bouchon
- Meilleur confort d'utilisation
- Manipulation hygiénique



## Pratique

Le médicament est délivré grâce à un système à vis « Twist and Close » : en tournant, l'embout monte libérant ainsi l'orifice de sortie. Pour refermer, il suffit de revisser en sens inverse.

## Flexible

L'embout assure un confort d'utilisation pour les conduits auditifs.

## Infos

- Applicateur :**  
PVC souple, transparent ou opaque
- Bague primaire :**  
Polyéthylène
- Joint étanche**
- Bague et broche :**  
Polypropylène